

NASOPHARYNXASPIRAT

Provtagning för Influensa och RS-virus med vacuumsug

	<p>Provtagningsset för vacuumsug (trachealsugset).</p> <p>Sugkateter no 6 (grön) kopplas till det räfflade munstycket på rörets kork.</p> <p>Fäst sugslangen från vacuumsugen i det andra munstycket.</p>	
	<p>Aspirera sekret från nasopharynx, helst från båda näsborrarna.</p> <p>Reglera vacuumsuget med hjälp av luftningsventilen (orange) på trachealsugset.</p> <p>Efter provtagningen aspireras några mL steril fys NaCl genom slangen ner i provröret för att få med så mycket provmaterial som möjligt.</p>	
	<p>Skruva fast medföljande kork på röret och skicka provet snarast till klinisk mikrobiologi.</p> <p>I avvaktan på transport förvaras provet i kyla.</p>	